

Угловой пистон

Титановый протез для стапедопластики

Показанием для использования углового пистона является деструкция длинного отростка наковальни и отсутствие возможности для установки традиционного стапедиального протеза.

Чаще всего он используется при ревизиях после стапедектомии или стапедотомии в тех случаях, когда в области петли пистона обнаруживается некроз кости длинного отростка.

Две титановые скобки выполняют функцию зажимов и фиксируются на остатке длинного отростка наковальни. Диаметр длинного конца проволоки соответствует диаметру колбы традиционного стапедиального протеза.

Преимущества:

- Избавляет от необходимости крепления на рукоятке молоточка (маллеовестибулопексия)
- Используется также при укороченном длинном отростке наковальни