

## **Clip™ - пистон àWengen**

### **Титановый протез для стапедопластики**

Стандартная аппликация на длинном отростке наковальни без применения так называемого «ненадежного обжима» делает Clip™ принцип оптимальным решением в хирургии среднего уха.

Пистон обычным способом устанавливается в созданную хирургом перфорацию подножной пластины стремени. Для надежной фиксации «головка» Clip™ - пистона, в отличие от традиционных протезов, просто «защелкивается» на длинном отростке наковальни.

Так как обжим в этом случае не требуется, то вероятность травмы длинного отростка наковальни во время фиксации протеза практически отсутствует. Результат: стандартный стабильный контакт с длинным отростком наковальни при сниженном риске некроза.

Другими преимуществами Clip™ - пистона àWengen являются материал и дизайн: благодаря своей незначительной массе титан обеспечивает хорошую передачу звука даже на высоких частотах, а сглаженный переход от колбы к стержню Clip™ - пистона àWengen сокращает поверхность для возможного наслаения рубцовой формации, возникающей из соединительной ткани, которой обкладывают колбу протеза.

#### **Преимущества:**

- Самозакрепление
- Нет необходимости обжима
- Незначительный вес
- Надежное крепление
- Стандартное простое соединение
- Снижение риска некроза
- Превосходная биологическая совместимость