


## SERATOM® PA

Выпадение влагалища может привести к целому ряду проблем. Когда все консервативные методы лечения исчерпаны, хирургическое вмешательство неизбежно. Клинический опыт и исследования показали, что хирургические процедуры и аллопластика являются решающими факторами для успешного лечения. Система SERATOM®, с его широким выбором различных имплантатов, изготовленных из нерассасывающихся или частично рассасывающихся материалов, была разработана именно по этой причине. Система состоит из специально сформированных легких сетчатых имплантатов и наборов многоцветных хирургических инструментов.




SERATOM A PA

SERATOM E PA

SERATOM F RA

Продукты имеют бикомпонентную структуру из полипропилена/полигликолевой кислоты-капролактона.



Использование SERATOM® способствует малоинвазивному хирургическому вмешательству без натяжения, которое может быть выполнено через влагалище. Материал может быть использован, когда есть необходимость хирургической коррекции цистоцеле, независимо от положения шейки матки, а также, как часть общей концепции для вагинальной хирургии в случае неполного или полного выпадения.