

## **Угловой титановый протез по Plester**

Угловой протез по Plester позволяет восстановить непрерывность цепи слуховых косточек при деструкции дистального конца длинного отростка наковальни. Две титановые скобки, используемые в качестве зажима, фиксируются на конце длинного отростка наковальни, а «колокольчик» надевается на головку стремени.

На примере углового протеза по Plester наглядно продемонстрирована прекрасная биологическая переносимость титана в среднем ухе в течение длительного времени.

Чисто механическое соединение титановых скобок с наковальней обладает высокой стабильностью и способствует хорошей передаче звука.

В наличии имеются протезы двух размеров, поэтому даже при очень укороченном отростке наковальни непрерывность цепи слуховых косточек может быть восстановлена.

### **Преимущества:**

- Незначительный вес для оптимальной передачи звука
- Надежная сцепка
- Превосходная биологическая совместимость