



193-008 Нейтральный электрод многоразового использования, взрослый > 15 кг, 150мм x 250 мм, неразделенный, общая и контактная поверхность 375 см<sup>2</sup>, силиконовый, для Erbe.

Тип коннектора – ErbeVIO / ICC / ACC / T-series

Совместим с кабелем 101-003 для нейтральных электродов многоразового пользования, для ERBE, L=4,5 м

Нейтральный электрод многоразового использования, для работы в монополярном режиме, осуществляет замыкание электрической цепи между пациентом и эхвч генератором, являясь пассивной стороной. Требуется кабель 0.5 м для соединения с аппаратом эхвч. 75 циклов стерилизации.