



193-016 Нейтральный электрод многоразового использования, детский 5- 15 кг, 150мм x 80 мм, неразделенный, общая и контактная поверхность 120 см², силиконовый, для Erbe.

Тип коннектора – ErbeVIO / ICC / ACC / T-series

Совместим с кабелем 101-003 для нейтральных электродов многоразового пользования, для ERBE, L=4,5 м

Нейтральный электрод многоразового использования, для работы в монополярном режиме, осуществляет замыкание электрической цепи между пациентом и эхвч генератором, являясь пассивной стороной. Требуется кабель не менее 0.5 м для соединения с аппаратом эхвч. 75 циклов стерилизации.