



242-003 Нейтральный электрод многоразового использования, взрослый > 15 кг, 150мм x 250 мм, неразделенный, общая и контактная поверхность 375 см<sup>2</sup>, силиконовый, international.

Тип коннектора - BOWA, Erbe / Martin International, Valleylab, Conmed

Совместим с кабелями 295-050 для MARTIN, L=4,5 м и 385-050 стандартным, L=4,5 м для нейтральных электродов многоразового пользования.

Нейтральный электрод многоразового использования, для работы в монополярном режиме, осуществляет замыкание электрической цепи между пациентом и эхвч генератором, являясь пассивной стороной. Требуется кабель 0.5 м для соединения с аппаратом эхвч. 75 циклов стерилизации.