



816-042 Нейтральный электрод одноразовый, EASY (универсальность при фиксации и независимость от ориентации), разделенный, без кабеля, для новорожденных < 5 кг, общая поверхность – 76 см<sup>2</sup>, контактная поверхность - 40 см<sup>2</sup>, в упаковке 100 шт.

Одноразовый нейтральный электрод самоклеящийся, для работы в монополярном режиме, осуществляет замыкание электрической цепи между пациентом и эхвч генератором, являясь пассивной стороной. Электрод имеет анатомический дизайн, безопасную фиксацию, оснащен кольцом безопасности для оптимальной симметрии тока.

Безупречная фиксация на пациенте.

Нейтральный электрод BOWA обеспечивает оптимальный и безупречный контакт между пациентом и аппаратом эхвч. Электроды имеют различный дизайн и универсальное соединение.

Совместим с кабелями для нейтральных электродов одноразового пользования, 101-150 для ALSA, Eschmann, L=4,5 м, 294-050 для ERBE, L=4,5 м, 380-050 стандартным, L=4,5 м, 386-050 стандартным (NON-REM), L=4,5 м.