



816-112 Нейтральный электрод одноразовый, разделенный, EASY (универсальность при фиксации и независимость от ориентации), без кабеля, универсальный >5 кг, общая поверхность – 175 см<sup>2</sup> , контактная поверхность - 110 см<sup>2</sup> , в упаковке 100 шт.

Одноразовый нейтральный электрод самоклеящийся, для работы в монополярном режиме, осуществляет замыкание электрической цепи между пациентом и эхвч генератором, являясь пассивной стороной. Электрод имеет анатомический дизайн, безопасную фиксацию, оснащен кольцом безопасности для оптимальной симметрии тока.

Безупречная фиксация на пациенте.

Нейтральный электрод BOWA обеспечивает оптимальный и безупречный контакт между пациентом и аппаратом эхвч. Электроды имеют различный дизайн и универсальное соединение.

Совместим с кабелями для нейтральных электродов одноразового пользования, 101-150 для ALSA, Eschmann, L=4,5 м, 294-050 для ERBE, L=4,5 м, 380-050 стандартным, L=4,5 м, 386-050 стандартным (NON-REM), L=4,5 м.