

Clip™ - пистон MVP по Haeusler

Титановый протез для стапедопластики

Стапедиальные протезы предназначены для реконструкции стремени в случае фиксации подножной пластины. Как правило, создается соединение с длинным отростком наковальни, но в некоторых случаях оно также возможно и с рукояткой молоточка (маллеовестибулопексия). В этом случае «экстра-длинный» протез создает прямое соединение между рукояткой молоточка и внутренним ухом. Вместе с клиникой университета г. Берна на основании Clip™ - пистона àWengen был создан уникальный имплантат, главным преимуществом которого является возможность интраоперационной адаптации.

В прошлом для такого рода вмешательств использовались пистоны типа Loop, которые, в зависимости от анатомической ситуации, сгибались под прямым углом и обжатием фиксировались на рукоятке молоточка.

Новый имплантат смог одновременно решить сразу две проблемы: новый шарнирный сустав обеспечивает оптимальную адаптацию во время операции, а Clip™ - механизм обеспечивает надежное соединение с рукояткой молоточка без использования метода обжима.

Преимущества:

- Новая конструкция шарнирного сустава

Оптимальная адаптация во время операции

- Зарекомендовавший себя Clip™ - дизайн

Надежное соединение с рукояткой молоточка без использования метода обжима

- Материал имплантата – титан

Превосходная биологическая совместимость

- Незначительный вес

Оптимальная передача звука