


## SERAGYN® BR



### **Вспомогательная сеть для реконструкции женской груди**

Если лечение рака груди требует удаления всей молочной железы (мастэктомии), грудь может быть восстановлена непосредственно в рамках этой операции или позже, когда терапия рака завершится. Это осуществляется в несколько хирургических шагов, при которых грудь реконструируется с помощью натуральных тканей или силиконовых имплантатов.

### **Свойства**

SERAGYN® BR это мягкая имплантируемая сетка, которая поддерживает и сцепляет ослабленные или поврежденные ткани. Сетка нарезана в соответствии с анатомическими требованиями.

Ткань груди часто не может противостоять натяжению, SERAGYN® BR может быть использована для оказания необходимой поддержки и легко адаптирована для удовлетворения конкретных потребностей каждого пациента.

Сетка внедряется в ткани груди и естественные клеточные структуры, вскоре прирастая к ним. Большая ее часть растворяется в течение 90-120 дней, и только минимальный остаток остается в организме. Это обеспечивает устойчивость и оптимальную стабильность.

Благодаря чрезвычайно легкой сетке, используемой для SERAGYN® BR, имплантаты очень хорошо переносятся, принося пациентам большую удовлетворенность.